

Banda submentoniana


Accesorio de Mascarilla Nasal

GUÍA DEL USUARIO

INDICACIONES

El objetivo de la Banda submentoniana es impedir que la boca se abra durante el tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias (PAP) y reducir al mínimo las fugas de aire por la boca. Se puede usar en conjunto con una amplia gama de mascarillas y sistemas de almohadillas.

A ser posible, consiga que el personal del centro de tratamiento de trastornos del sueño o el proveedor de su equipo le ajuste inicialmente la Banda submentoniana.



AJUSTE DE LA BANDA SUBMENTONIANA

La Banda submentoniana puede ajustarse antes o después del ajuste de la mascarilla.

- 1 Coloque la Banda submentoniana sobre la barbilla de modo que el borde con la marca bordada en forma de "V" quede cerca del labio inferior. Sujete las correas de Velcro® en lo alto de la cabeza pasándolas por las mejillas.
- 2 Si es necesario, ajuste las correas para dar suficiente apoyo a la barbilla.

Si resulta necesario ajustar de manera más segura, enhebre la Banda submentoniana por debajo de las correas del arnés del siguiente modo:

- 1 Colóquese la mascarilla y el arnés y luego la Banda submentoniana sobre la barbilla.
- 2 Pase la correa de la Banda submentoniana que está a la derecha (sin la lengüeta de Velcro) por debajo de la correa del arnés en lo alto de la cabeza en el centro.
- 3 Después pase la otra correa (con la lengüeta de Velcro) por encima de las correas del arnés y de la Banda submentoniana. Cierre la lengüeta de Velcro para sujetar la Banda submentoniana y el arnés en su sitio.

Nota: si tiene alguna dificultad con el ajuste de la Banda submentoniana, consulte a su médico o a su proveedor de equipo.



PRECAUCIÓN

- No se coloque la Banda submentoniana de manera que le obstruya la boca.
- No se coloque la Banda submentoniana completamente debajo de la barbilla o por la garganta.
- No se apriete demasiado la Banda submentoniana.
- Si aparecen síntomas de sequedad o irritación en la boca o la garganta, consulte a su médico o terapeuta del sueño.
- Si se advierte algún signo de deterioro visible (como el desgaste, deshilachamiento, estiramiento excesivo o roturas) en la banda submentoniana, ésta debe ser desechada y sustituida por una nueva.

LIMPIEZA

Cuando esté sucia, lávela a mano en agua templada con un detergente suave. Enjuáguela a fondo y cuélguela para secar.