



AirTouch™ F20
Mascarilla facial

Universales

La mascarilla facial más suave de ResMed con broches magnéticos*

Con la mascarilla AirTouch F20, ResMed introduce en el mercado la primera almohadilla viscolástica reemplazable Ultrasoft™. La nueva almohadilla de AirTouch ofrece a los pacientes una experiencia totalmente nueva en cuanto a comodidad y también se puede utilizar con la mascarilla AirFit™ F20.

Gran comodidad

La mascarilla AirFit F20 está fabricada con un tejido más suave y transpirable¹, que proporciona una sensación más ligera al contacto y ayuda a reducir las marcas rojas sobre la piel.

Sellado gradual pero resistente

La almohadilla ligera y flexible se adapta de forma gradual al rostro del paciente, proporcionando un sellado seguro e impidiendo que se produzcan fugas durante la terapia.

Compatible con AirFit F20


AirTouch F20 incorpora componentes intercambiables que también se pueden utilizar con la mascarilla AirFit F20. Las almohadillas AirTouch F20 también se pueden utilizar con las mascarillas AirFit F20 for Her, para que las mujeres también puedan disfrutar de la comodidad de una almohadilla ultrasuave junto con el inmejorable ajuste de una mascarilla específica para mujeres.

Muy silenciosa: solo 21 dBA²

El difusor de ventilación QuietAir de la mascarilla AirTouch F20 minimiza el ruido y dispersa con suavidad el aire exhalado. Como resultado, genera solo 21 dBA de ruido, lo que la convierte en la mascarilla más silenciosa de ResMed hasta la fecha.



AirTouch F20



¹Prueba interna de ResMed que compara la almohadilla viscolástica UltraSoft™ con las de silicona; ID A3622977.

²Prueba interna de ResMed: Verificación del código de difusión Newcastle (EA76) - Perturbaciones, sistema de sonido y presión; ID: A4114547.

* El uso de mascarillas con piezas magnéticas está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones: una pinza hemostática metálica implantada en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en los ojos.




Universales

AirTouch™ F20

Mascarilla facial

Componente	Referencia	
Arnés	(S)	63470
	(MT)	63471
	(L)	63472
Almohadilla	(S)	63028
	(M)	63029
	(L)	63030
Armazón		63465
Clips para arnés*	(x2)	63475
Codo QuietAir		63494



AirTouch F20			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
EUROPA**	63034	63035	63036

* El uso de mascarillas con piezas magnéticas está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones:
una pinza hemostática metálica implantada en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en los ojos.

** Inglés (Reino Unido), Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Noruego, Sueco, Finés, Español