



AirTouch™ N20
Mascarilla Nasal

La mascarilla nasal más suave y compacta de ResMed¹

AirTouch N20 es una mascarilla nasal con una almohadilla de viscolática diseñada para ofrecer a los pacientes una experiencia cómoda. AirTouch N20 es compatible con la serie de mascarillas AirFit N20² y es una buena opción que ofrecer a sus pacientes comodidad tanto para el uso diario como ocasional³.

Concebida para ser cómoda

La almohadilla de viscolátics AirTouch N20 se adapta al contorno facial único de cada paciente, creando un ajuste personalizado que minimiza las marcas rojas en la cara.

Compatible con AirFit N20

La almohadilla AirTouch N20 es compatible con el armazón de la mascarilla nasal AirFit N20.² De esta forma, los pacientes pueden intercambiar las almohadillas de la AirFit N20 y de la AirTouch N20 a su elección.

Utilizable con diferentes niveles de presión

La almohadilla de viscolástica de la AirTouch N20 se ha diseñado para proporcionar un buen sellado con diferentes presiones terapéuticas²: se ha validado específicamente para niveles de presión de 4 a 30 cmH₂O² y se puede utilizar con equipos de sueño y de ventilación binivel.

¹ As of 09, December 2019.

² AirTouch N20 user guide, ResMed Pty Ltd 2019, ID A4670547.

³ Estudio clínico externo de ResMed sobre 26 pacientes durante 7 noches, realizado entre 15/03/2018 y 05/04/2018. Datos en archivo; ID A4575326.

Universales




AirTouch N20





Universales



Sistema de mascarilla AirTouch N20			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
	63909	63911	63912

* El uso de mascarillas con piezas magnéticas está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones: una pinza hemostática metálica implantada en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en los ojos.

AirTouch™ N20

Mascarilla Nasal

Componente	Código de producto	
Arnés	(S)	63560
	(MT)	63561
	(L)	63562
Almohadilla	(S)	63950
	(M)	63951
	(L)	63952
Armazón		63566
Clips magnéticos*	(x2)	63564
Codo y tubo corto		63565